


Вакуумная гелиевая система контроля герметичности ресиверов автокондиционеров KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Течеискатели и системы контроля герметичности



Технический лист

Система гелиевого масс-спектрометрического контроля ресиверов автомобильных кондиционеров с настраиваемым числом рабочих постов

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы контроля герметичности
Коэффициент рекуперации гелия	≥98 %
Минимальная обнаруживаемая утечка	0.1 г/год
Давление гелия для контроля	0-1.2 МПа, регулируемо
Исполнение	гелиевая система контроля герметичности

Назначение

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

Что учитывать при подборе

1	минимальная обнаруживаемая утечка
2	вакуумный, щуповой или камерный метод
3	максимальное давление на входе и время отклика

4 оснастка, контрольная течь и форвакуумная часть

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru